

SV

# SkillGuide

Viktig produktinformation



**Laerdal**

helping save lives

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)

## Miljöbetingade specifikation

Temperatur under användning: 0 °C till +40 °C; luftfuktighet <95 % icke-kondenserande.  
Temperatur för förvaring och transport: -15 °C till +50 °C

## Vatten- och smutstålighet

Inträngande av fasta främmande föremål - klass IP3X enligt IEC60529.  
Inträngande av vatten - klass IPX2 enligt IEC60529.

## Vatten och fukt

Använd inte apparaten under eller nära vatten. Använd inte produkten med våta händer.

## Rengöring

Koppla bort SkillGuide från dockan innan rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel och sprejrengöring. Använd en luddfri trasa lätt fuktad med vatten för att rengöra utsidan.

## Service

Försök inte att ta isär eller utföra översyn på SkillGuide. Demontering och service får endast utföras av behörig servicepersonal.

## Garanti

Information om regler och villkor finns i Laerdals "Global warranty" (totalgaranti). För mer information, gå till [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



## Deklaration om CE-överensstämmelse

Laerdal Medical AS förklarar härmed att då produkten bär CE-märkningen överensstämmer den med de grundläggande kraven i rådets direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS).



## WEEE

Denna produkt är märkt i enlighet med det Europeiska rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att den här produkten kasseras på rätt sätt bidrar ni till att förebygga de eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som felaktig avfallshantering annars skulle kunna resultera i.

Symbolen på produkten anger att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kassering av produkten ska ske i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna.

Mer information om hantering, insamling och återvinning av den här produkten finns att få hos kommunen, ert sophämningsföretag, återvinningscentralen eller det Laerdal-ombud hos vilket ni köpte produkten.

**Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Statements**

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of IC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Laerdal Medical could void the user's authority to operate the equipment.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Mise en garde: Tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Laerdal Medical peut annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le terme « IC » qui précède le numéro d'agrément de l'équipement signifie uniquement que les caractéristiques techniques spécifiées par Industrie Canada sont respectées.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

© 2020 Laerdal Medical AS. Med ensamrätt.

Tillverkare av apparaten: Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norge  
T: (+47) 51 51 17 00

20-16926 Rev A

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives